

-PULL COG - Pulling system



- El sentido Bi-direccional de las espículas posibilita una **mayor fijación** al tejido circundante, impidiendo que se desplace una vez insertado y facilitando un **mayor efecto tensor**. Mientras unas espículas “elevan” el tejido, las otras lo sujetan y mantienen. Este sistema pulling permite una tracción manual del hilo y por tanto un mayor efecto lifting.
- Hilos con **diferentes grosores**, adecuados a las distintas necesidades de los pacientes.
- Los hilos con mayor grosor son adecuados para pieles más gruesas y con una mayor necesidad de sujeción. Aporta **mayor duración** a los resultados. También aplicable en **terapias corporales**.
- **Doble línea de espícula** para una mayor tracción.
- La **punta** de la aguja **roma**, tipo cánula, o **L-cánula** lo que disminuye el trauma, disminuyendo casi por completo la posibilidad de hematoma. El tiempo de recuperación para el paciente es mucho menor.
- Se presentan en cajas de 24 unidades. (6 packs x 4u)

Referencia	Tipo de Espícula	Tipo de Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
Pull-Cog Bw 19G100	2 líneas bidireccionales	Punta roma	19G	100mm	150mm	1-0	Facial y corporal
Pull-Cog Bw 20G100	2 líneas bidireccionales	Punta roma	20G	100mm	150mm	2-0	Facial y corporal
Pull-Cog Bw 23G90	2 líneas bidireccionales	Punta aguja	23G	90mm	150mm	3-0	Facial y corporal
Pull-Cog Bw 23G50	2 líneas bidireccionales	L-cánula	23G	50mm	110mm	3-0	Facial
Pull-Cog Bw 21G60	2 líneas bidireccionales	L-cánula	21G	60mm	125mm	2-0	Facial



L - Cánula



Punta Roma



3D COG



- Una sola línea de **espículas bi-direccionales** que rodean el hilo aumentando la fijación de las espículas al tejido.
- Adecuado para **reforzar los tratamientos** que requieren de la máxima tensión. Debe usarse como apoyo de los hilos de doble línea de espículas, ya que su efecto reforzará y fijará la fuerte tensión provocada por aquellos. No recomendado en pieles muy finas.
- Su grosor (1-0) proporciona la mayor duración y por tanto prolonga los resultados. La **punta** de la aguja es **roma**, tipo cánula, lo que disminuye el trauma y previene la aparición de hematomas.
- Se presentan en cajas de 24 unidades. (6 packs x 4u)



Referencia	Tipo de Espicula	Tipo de Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
3D-Cog 19G100	bidireccional	L-cánula Punta roma	19G	100mm	150mm	1-0	Facial y corporal.