

¡Aprovecha al máximo tu **membresía Clarius**!

Disfruta de todos los beneficios que ofrece tu membresía Clarius, incluyendo acceso exclusivo a herramientas avanzadas de diagnóstico, colaboración en tiempo real con otros profesionales y actualizaciones continuas para optimizar tu experiencia de escaneo. Con Clarius, tendrás todo lo necesario para ofrecer una atención de calidad y mantenerte a la vanguardia en tu práctica clínica.

1

Almacenamiento ilimitado en la nube



Disfruta de almacenamiento ilimitado en la nube para guardar y acceder de manera segura a todos tus archivos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Gestiona y edita tus exámenes fácilmente y obtén los reportes en formato PDF.

2

Videollamada



Clarius Live permite compartir en tiempo real tu pantalla de escaneo con otros profesionales clínicos para su revisión. Puedes enviar invitaciones por SMS o correo electrónico o agregar revisores en vivo en tu institución.

3

Clarius Classroom en la app



Accede a contenido educativo gratuito con videotutoriales de expertos. Los vídeos, breves y fáciles de seguir, te permiten aprender directamente desde tu dispositivo, con una interfaz simple e intuitiva para alternar entre escaneo y reproducción de contenido educativo.

4


Modo Doppler pulsado

Este modo visualiza las velocidades máximas del flujo sanguíneo en forma de gráfico, lo que resulta útil para cuantificar patrones de flujo.



5

Modo Elastografía



La elastografía es una técnica de diagnóstico no invasiva que mide la elasticidad y rigidez de los tejidos blandos. Se muestra mediante indicación de color (*strain elastography*), y es útil en diversas aplicaciones clínicas.

6

Presets de Estética, MSK y Vascular

La aplicación de Clarius selecciona automáticamente el *preset* adecuado, ajustando parámetros como la **ganancia**, la **profundidad** y la **frecuencia** para optimizar la calidad de la imagen. Además, cada *preset* incluye herramientas como Vessel Depth AI para mostrar automáticamente la profundidad del flujo Doppler en tiempo real, permitiendo que te concentres en el paciente y en el procedimiento.



7

DICOM



La opción DICOM permite transferir imágenes o vídeos a servidores PACS locales o en línea mediante el estándar web DICOM actual.

8

Pantalla dividida/cuádruple



Compara la imágenes obtenidas dividiendo la pantalla en dos o cuatro partes para una visualización más eficiente.

9

Grabación de procedimientos




Captura procedimientos guiados por ultrasonido en tiempo real utilizando la cámara de tu dispositivo móvil o *tablet* y la grabación de pantalla. Esta herramienta es esencial para la documentación de procedimientos con fines de mantenimiento de registros, legales o reglamentarios.

10

T-Mode™ AI

Identifica y diferencia de forma instantánea las estructuras anatómicas. El T-Mode™ simplifica el proceso de aprendizaje al superponer colores distintivos y etiquetas para una identificación rápida y precisa de la anatomía en distintos *presets*.



11

Controles por voz

Con los controles de voz impulsados por IA exclusivos de Clarius, podrás manejar el escáner sin interrumpir el procedimiento. Ajusta imágenes, congela, cambia de modo y mucho más, todo sin tocar el dispositivo. Los controles de voz agilizan el flujo de trabajo y mejoran la seguridad y comodidad del paciente.



12

Modo Mejora de aguja

Optimiza la precisión de los procedimientos difíciles utilizando un enfoque multiángulo en tiempo real y una alta velocidad de fotogramas por segundo para una visualización mejorada de la aguja.



13

Compartir examen



Comparte tus exámenes desde la *app* con colegas (revisores) para revisión y comentarios, facilitando la colaboración.

14

Exportación de imágenes



Exporta tus exámenes de manera fácil e intuitiva, ya sea a la nube o a tu dispositivo local.

15

Actualización continua



Disfruta de mejoras constantes de la *app* con nuevas herramientas y funciones que optimizan tu experiencia.